



412336S-2017



开封宝天健生物科技有限公司企业标准

Q/KBS 0008S-2017

玛咖蛋白压片糖果

2017-09-29 发布

2017-09-29 实施

开封宝天健生物科技有限公司 发布

前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由开封宝天健生物科技有限公司提出并起草。

本标准起草人：牛建伟

H N

Q B

玛咖蛋白压片糖果

1 范围

本标准规定了玛咖蛋白压片糖果的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以食用葡萄糖为主要原料，添加玛咖粉、地龙蛋白粉、牡蛎（水提物）、食用玉米淀粉（熟化）、硬脂酸镁为原料，经混合、制粒、干燥、压片、包装而成的玛咖蛋白压片糖果。

2 要求

2.1 原料

2.1.1 玛咖粉应符合中华人民共和国卫生部公告 2011 年第 13 号的规定。

2.1.2 地龙蛋白应符合中华人民共和国卫生部公告 2009 年第 18 号的规定。

2.1.3 牡蛎应符合 GB/T 26940 的规定。

2.1.4 食用玉米淀粉应符合 GB/T8885 和 31637 的规定。

2.1.5 食用葡萄糖应符合 GB/T 20880 和 GB 15203 的规定。

2.1.6 硬脂酸镁应符合 GB 1886.91 的规定。

2.1.7 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	具有产品应有的色泽	从样品中取出 50 克，置于洁净白瓷盘中，在自然光条件下用肉眼观察色泽、性状、杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味。
气味、滋味	具有产品应有的气味和滋味，无异味	
性状	片状	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 8.0	GB 5009.3

蛋白质, g/100g	≥	15.0	GB 5009.5
甲基汞 (以 Hg 计), mg/kg	≤	0.2	GB 5009.17
*铅 (以 Pb 计), mg/kg	≤	0.4	GB 5009.12
注: 指标严于食品安全国家标准 GB2762。			

2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3 微生物指标

项目	采样方案及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数/(CFU/g)	5	2	10 ⁴	10 ⁵	GB4789.2
大肠菌群/(CFU/g)	5	2	10	100	GB4789.3 平板计数法
沙门氏菌 (/25g)	5	0	0	—	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌 (CFU/g)	5	1	100	1000	GB 4789.10 第二法
注: 采样方法应符合 GB 4789.1 的规定。					

2.5 净含量及允许短缺量

应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 食品生产加工过程卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其他要求

应符合 GB2760、GB2762、GB2763 的规定。

3 检验


出厂检验项目为: 感官、净含量及允许短缺量、水分、菌落总数测定、大肠菌群计数的检验; 型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

玛咖蛋白压片糖果以食用葡萄糖为主要原料，添加玛咖粉、地龙蛋白粉、牡蛎（水提物）、食用玉米淀粉（熟化）、硬脂酸镁为原料，经混合、制粒、干燥、压片、包装而成的玛咖蛋白压片糖果。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GB17399《食品安全国家标准 糖果》制订本企业标准。本标准为企业生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅严于食品安全国家标准GB2762的规定。

本品中玛咖粉使用量在总配料量的1/4，参照中华人民共和国卫生部公告2011年第13号附录每日最大食用限量： $\leq 25\text{g}$ 的规定，规定本品每日最大食用限量 $\leq 40\text{g}$ 。

Large, light gray watermark letters 'H' and 'N' are positioned in the upper left and center of the page.Large, light gray watermark letters 'N' and 'B' are positioned in the upper right and lower right of the page.

开封宝天健生物科技有限公司

2017年08月23日

A large, light gray watermark letter 'Q' is positioned in the lower left of the page.A large, light gray watermark letter 'B' is positioned in the lower right of the page.